


Edizione  
Aprile 2024



**Sistemi di fissaggio**



# CATALOGO

**Offriamo corsi di formazione gratuiti dei prodotti!**



**TechniMed AG**  
**SWITZERLAND**  
since 1987

Kirchstrasse 54  
9400 Rorschach  
info@technimed.ch

**Switzerland**

fon 0041/71 844 49 20  
fax 0041/71 845 52 45

**Germany**

fon 0800 007 98 92  
fax 0800 941 30 12

**Austria**

fon 01/440 79 79  
fax 01/440 79 90



Made in Germany  
www.secutape.ch

Copyright by TechniMed AG



**Misura 2 / 2+ / 3+**  
**Fissaggi standard**



Applicare

**SECUTAPE: I fissaggi standard ORIGINALI!**  
**Provato da più di 35 anni per un milione di volte.**

Il supporto con una ottima tenuta, con forma ergonomica in vello traspirante e delicata alla pelle.

Facile da usare, può essere usato più volte (aperto e chiuso di nuovo).

Tiene anche quando è bagnato, ad esempio se si bagna o il paziente si fa la doccia.

**Particolarmente adatto per:**

PEG, CAPD, CVC, suprapubico cateteri, infusioni, cateteri per l'urina, drenaggio redon, porti, drenaggi ferite, sonde per misurazione della pressione e tutti altri tubi.




  
**2+**

**Art. No 8500201**    **1 imball. 200 p.**  
8 confezioni di 25 p.

**Art. No 8500211**    **1 imball. 1000 p.**  
20 confezioni di 50 p.




**9 x 3.5 cm**

  
**3+**


**Art. No 8500301**    **1 imball. 200 p.**  
8 confezioni di 25 p.

**Art. No 8500311**    **1 imball. 1000 p.**  
20 confezioni di 50 p.



**15 x 4.5 cm**

**Può rimanere sul paziente**  
**4 - 5 giorni**



Made in Germany  
[www.secutape.ch](http://www.secutape.ch)



## Sistema di fissaggio VELCRO LEGANTE



Applicare

### Nuova sistema universale per tutte le applicazioni e tutti lumina!

Fissaggio che tiene affidabilmente il tubo **senza adesivo** grazie a **NANOPLAST®**, In custodia affidabile da NANOPLAST, una pellicola **antiscivola** di nuova concezione con il cosiddetto effetto gecko.

Il fissaggio può essere **aperta e richiuso qualsiasi volta**.  
Non c'è **nessun inquinamento** sul tubo.  
Il fissaggio continua a tenere!


Il velcro legante è disponibile come set con diversi supporti, **anche in idrocolloide** per ogni applicazione.

Grazie al materiale di alta qualità **traspirante e delicata sulla pelle**, il fissaggio tiene anche durante la **doccia** o il lavaggio del paziente!

Il film **NANOPLAST®** è fatto di silicone.

Il legante in velcro è quindi particolarmente adatto per fissazioni **a lungo termine**.

### La nuova generazione di fissaggi!



#### Velcro legante


Art. No 850100      200 pezzi  
8 confezioni da 25 pezzi



#### Velcro legante - Set piccolo




Idrocolloide

Art. No 8501100      100 pezzi  
4 confezioni da 25 pezzi



#### Velcro legante - Set grande

Art. No 8501130      100 pezzi  
4 confezioni da 25 pezzi



Made in Germany  
[www.secutape.ch](http://www.secutape.ch)




### Per fissaggio di tubi e drenaggi, specialmente ZVK!

**UNIFIX** due pezzi, ideale per **fissazione sicura** di catereri, sonde, drenaggi sottili, per esempio di CVC multi-lumen.

La base è un'ottima tenuta, soprattutto ergonomica supporto in vello traspirante, che tiene anche quando il paziente viene lavato o fa la doccia.

Il catetere è tenuto in modo sicuro in un letto adesivo con chiusura a velcro



#### Unifix

Art. No 8501500 1 imball. 200 p.

8 confez. da 25 p.

Buste singole



Fissaggio 6.5 x 5 cm



#### Unifix Idrocolloide

Art. No 8501509 1 imball. 200 p.

8 confez. da 25 p.

Buste singole



Fissaggio 6.5 x 5 cm


UNIFIX può essere utilizzato anche per fissare parti più piccole - come **filtri**, **trasduttori** o simili - al corpo.

**Può rimanere sul paziente:**  
**3 - 6 giorni**

**Per alleviare la tensione** di alcuni tubi lunghi, consigliamo il nostro **KROKOFIX**, un supporto flessibile e antiscivolo che può essere attaccato agli abiti e alla biancheria da letto.

Così, la trazione ed i movimenti sul ZVK sono ridotti ed aiuta a prevenire le infiammazioni.

**Krokofix piccolo** Art. No 8501410







## Set fissaggio per lumina grande



Applicare

### Nostro fissaggio migliore per grande lumina

La base è fatta di vello traspirante, pelle-amichevole o idrocolloide con una forma speciale ed ergonomica.

La fissazione tiene molto bene, anche quando è bagnata o quando il paziente si fa la doccia.

Il supporto ha un **rivestimento speciale antiscivolo** che, a differenza dell'adesivo tiene di sicuro anche i tubi in silicone.

Il fissaggio è specialmente indicato per drenaggi toracici, ECMO, cateteri vescicali ecc.



**Art. No 8501200** 1 imball. 100 p.  
Idrocolloide 4 confezioni di 25 p.  
buste singole.

**Fissaggio**  
12 .x 6.5 cm

**Art. No 8501201** 1 imball. 100 p.  
vello 4 confezioni di 25 p.  
buste singole.

**Fissaggio**  
12 x 6.5 cm

**Può rimanere sul paziente**  
**3-5 giorni**  
**Idrocolloide 6 giorni**



Made in Germany  
[www.secutape.ch](http://www.secutape.ch)

### Due pezzi di fissaggio brevettato per tutte le sonde nasali.

Costituito di

- un **supporto** di fissaggio fatto in vello traspirante e delicata sulla pelle ed appositamente formato ergonomicamente
- ed un **nastrino** di ritenzione con speciale velcro e superficie adesiva.

### Il supporto rimane sul naso.

Se necessario, soltanto cambiare il nastro.

Non ci sono **più danni alla pelle** dovuti alla costante strappa del cerotto.

Non c'è più bisogno di una cura complessa della pelle.

Grazie al velcro la sonda può essere fissata sciolto. Così **non sorgono punti di pressione**.

Il fissaggio **aderisce anche se è bagnato**: durante la doccia o il lavaggio del paziente.




**Art. No 8500400**  
**Idrocolloide**

1 imball. 200 p.  
Buste singole  
8 confezioni da 25 p.


Fissaggio 4.4 x 3.5 cm  
Nastrino 7.5 x 0.8 cm



**Art. No 8500401**  
**Vello**

1 imball. 200 p.  
Buste singole  
8 confezioni da 25 p.

Fissaggio 4.4 x 3.5 cm  
Nastrino 7.5 x 0.8 cm



**Art. No 8500410**

1 imball. 400 p.  
Buste singole  
100 schedine da 4 p.

Fissaggio 4.4 x 3.5 cm



**Art. No 8500440**

1 imball. 500 p.  
Buste singole  
100 schedine da 5 p.

Nastrino 7.5 x 0.8 cm

**Può rimanere sul paziente  
4 - 5 giorni**

**Idrocolloide: circa 5 giorni.**

# SECUTAPE®

## Set fissaggio per tubi endotracheali orale e nasale



Applicare

**Nostro fissaggio per tubi provato da più di 25 anni  
per un milione di volte. È L'ORIGINALE !**

Due supporti in vello o idrocolloide, delicati per la pelle e facile da applicare, con chiusura velcro.  
**Fascie di nylon ipoallergeniche che non si estendono e non assorbono l'umidità.**

I nastri sono rivestiti al centro con un adesivo medico.  
L'adesivo non attacca tubi di plastica.

Il sistema di fissaggio permette un'**aspirazione facile e sicura.**

Semplice applicazione e, grazie al lungo tempo di tenuta, poco costoso.

La fascia di fissaggio *Standard* è **soffice su un lato.**

La fascia di fissaggio *Soft* è **soffice su due lati,**  
che aiuta a prevenire i danni alla pelle.





 **Art. No 8500609** **1 imb. 100 p.**  
**Idrocolloide** 4 confezioni da 25 p.  
Buste singole  
  
 **Set**

 **Art. No 8500600** **1 imb. 200 p.**  
**Vello** 8 confezioni da 25 p.  
Buste singole  
  
 **Set**

 **Art. No 8500700** **1 imb. 200 p.**  
8 confezioni da 25 p.  
Buste singole  
 **due pezzi**  
**Fissaggio 6.5 x 5 cm**

 **Art. No 8500709** **1 imb. 200 p.**  
**Idrocolloide** 8 confezioni da 25 p.  
Buste singole  
 **Fissaggio 6.5 x 5 cm**

 **Art. No 8500800** **1 imb. 200 p.**  
8 confezioni da 25 p.  
Buste singole  
 **Fascia 40 cm**

**NUOVO**  
 **Nastro morbido** **1 imb. 200 p.**  
**Art. No 8500805** 8 confez. da 25 p.  
buste singole  
 **Fascia 40 cm**

**Può rimanere sul paziente 4 giorni**  
**Idrocolloide 6 jours.**

**CE**  
Made in Germany  
[www.secutape.ch](http://www.secutape.ch)



## Set fissaggio per tubi endotracheali orale / nasale



Applicare

### Set fissaggio EXTRA per tubi endotracheali

Nostro set fissaggio collaudato **con nastro nuovo!**

Fascia di nuova concezione, in **nylon morbido**, doppia faccia, ipoallergenica e **tagliata nel mezzo**.

Due supporti realizzati con un **ottimo adesivo in vello pelle-amichevole** o idrocolloide con chiusura a velcro.


Grazie alla fessura il nastro può essere **posizionato più preciso**.

È di alta qualità; **non assorbe umidità e non si estende**.

È fissato al tubo con una striscia di velcro ad alta tecnologia.

**Non rimane alcun adesivo sul tubo** quando viene rimosso.

Una fissazione sicura con un lungo tempo di ritenzione e **facile da usare**.



### Set fissaggio EXTRA per tubi endotracheali


Art. No 8500610 1 imb. di 200 p.  
buste singole  
8 confezioni di 25 p.

I componenti sono disponibile  
anche separatamente



Fascia 40 cm

**Può rimanere sul paziente  
circa 4 giorni**



CE

Made in Germany  
[www.secutable.ch](http://www.secutable.ch)





## Fissaggio a breve termine autoadesivo per tubi endotracheali



Applicare

### Fascia di fissaggio a breve termine per tubi endotracheali

Recentemente sviluppato, di alta qualità, autoadesiva, specialmente **per l'anestesia**.

La fascia con eccellente adesione è resistente allo strappo e non si estende.

**Imballato igienicamente** in una scatola dispenser. È facile da maneggiare grazie alla sua forma ed alla carta di copertura appositamente perforata.

**Le scatole sono forate** e possono essere aperte nella parte anteriore, facilitando così la rimozione e lo stoccaggio.



### Fissaggio a breve termine per tubi endotracheali

**Art. No 8500820 1 imball. 400 p.**  
Scatole a 100 p.

Lunghezza 37 cm



**La Fascia non sostituisce  
la corretta fissazione  
a lungo termine**



CE



## Fascia tubus per tubi endotracheali



Applicare

### SECUTAPE® Fascia tubus SILICONE

Una fascia di nylon brevettata, ipoallergenica, lanosa, che **non si estende e non assorbe umidità**.


Grazie al rivestimento in silicone su un lato la fascia non ha bordi duri e **non scivola sulla pelle**.

Per le sue caratteristiche **non deve essere ben tesa**. Quindi e grazie alla qualità idrofobica della fascia i danni alla pelle possono essere in gran parte evitati.

La fascia è tenuta al tubo da un nastro di velcro autoadesivo. Quando si stacca non lascia residui.

E' facile da maneggiare e **deve essere essenzialmente scambiata meno** spesso di nastri convenzionali.

**La più moderna tecnologia del velcro per una tenuta sicura.**



#### Fascia tubus

Art. No 8500850 1 imb. 200 p.

buste singole.  
8 confezioni di 25 p.

Lunghezza 75 cm



**Può rimanere sul paziente:  
circa 1 - 2 giorni**



CE

Made in Germany  
[www.secutape.ch](http://www.secutape.ch)



Fascia Universale



Applicare

### Per tubi endotracheali e cannule tracheali

Fascia nylon doppia faccia **recentemente sviluppata**.  
Ipoallergenica e piacevolmente lanosa.

Non **si estende**, non **si inzepa** ed è facile da pulire.

Quindi deve essere **cambiata notevolmente meno**  
rispetto alle fascie tradizionali di schiuma o tessile.

Non bisogna serrare la fascia. Così non sorgono  
danni alla pelle causati da pressione ed umidità!

Fissaggio molto sicuro, basso consumo,  
facile da maneggiare.

**Una fascia per tutte le applicazioni.**  
**Può per esemp. anche fissare un tubo alla**  
**gamba.**



**Può rimanere sul  
paziente 1 - 2 giorni**



CE

Made in Germany  
[www.secutable.ch](http://www.secutable.ch)





Soft Set



Applicare

### Per tubi endotracheali

Fasce in nylon double-face di nuova concezione, ipoallergenici e piacevolmente soffici. **Le fasce non si allungano!**

La collaudata **fascia di fissaggio** morbida è rivestita **al centro con un adesivo medicale**, che - avvolto intorno al tubo - lo tiene saldamente in posizione.

La fascia di contenimento più ampia e spessa e soffice, che viene posizionata intorno al collo, in combinazione con la fascia di fissaggio, fornisce un fissaggio del tubo estremamente sicuro.

La fissazione può essere utilizzata senza problemi per i pazienti con lesioni cutanee.

**Fissazione molto sicura, facile da usare. Grazie alle proprietà del materiale, non ci sono segni di pressione.**



### Soft-Set

Art. No 8500900 1 imball. 200 p.

buste singole

8 confezioni di 25 p.



La fascia di sostegno è disponibile singolarmente

**Può rimanere sul paziente  
circa 1 - 3 giorni**



Made in Germany  
[www.secutape.ch](http://www.secutape.ch)





Tracheofix<sup>®</sup>  
Conforto



Applicare

## Fascia per cannule tachiali Vantaggi attraverso nuovi materiali!

Il nostro nastro in superpile morbido e spesso di nuova concezione in nylon, idrofobo e ipoallergenico.


Il nastro in due pezzi **non si allunga**, è facile da indossare, regolabile e **non assorbe i liquidi**.

Poiché non si inumidisce, è comodo da indossare.

Grazie alle sue proprietà del materiale, deve essere cambiato meno frequentemente rispetto a un nastro convenzionale in schiuma o in tessuto.

La fascia si adatta alla maggior parte delle misure del collo. Basta accorciarla se è troppo lunga.

**Meno consumi, meno manodopera, meno rifiuti.**




### Tracheofix Conforto

**Art.No 8501750**

Lunghezza 50x3 cm

4 confezione di buste singole, 1 imball. 100 p.



### Pad SuperAssorbitore

**Art. Nr. 8501770**

Lunghezza 20x4 cm

4 confezione di 25 p. buste singole  
1 imball. 100 p.



Altre informazioni:

[www.secutable-schulungen.ch](http://www.secutable-schulungen.ch)

**Può rimanere sul paziente:**

**circa 3 giorni**

**Con SuperAssorbente**

**circa 5 giorni**

**Pad SuperAssorbente per questa fascia.**

In caso di danni alla pelle o di pazienti molto sudati consigliamo il nostro Pad Superassorbente medico.

È autoadesivo e mantiene il collo asciutto.

**Può essere utilizzato per migliorare i danni alla pelle o per prevenirli in modo affidabile!**

**Ideale per il fissaggio a lungo termine!**



Made in Germany

[www.secutable.ch](http://www.secutable.ch)



## Con Krokofix, i tubi non scivolano attraverso!

Per fissare tubi a indumenti e biancheria da letto.


Krokofix è un **fissaggio manuale antiscivolo** per tutti i tipi di tubi.

Garantisce un fissaggio sicuro!

Si fissa semplicemente con una clip in acciaio inox agli indumenti o alla biancheria da letto. Può essere disinfettato con i normali disinfettanti.

Si utilizza soprattutto per i pazienti mobili o in prese carico di trazione.

Krokofix **grande** è utilizzato principalmente per tubi di respirazione.



### Krokofix grande

Art. No 8501420

1 imb. di 200 p.

8 confezioni di 25 p.

23 cm





### Krokofix piccolo

Art. No 8501410

1 imb. di 200 p.

8 confezioni di 25 p.

16.5 cm






### Supporto alla testa regolabile per fissare un ECMO veno arteriosa

Il supporto elastico per la testa in nylon anallergico e soffice è regolabile a qualsiasi dimensione di testa.

E in combinazione con il nastro di fissaggio ed i sostegni idrocolloide un sistema di fissaggio molto sicuro lasciando al paziente una certa libertà nei movimenti.

Il fissaggio aggiuntivo dei tubi al collo riduce il carico al punto di uscita.

Il Krokofix incluso nel set viene utilizzato per lo scarico della trazione del ulteriore derivazione sulla biancheria da letto.



### Set fissaggio: ECMO


Art. No 8501610, imb. 10 sets





**FIXIERUNG  
FIXATION  
FISSAGGIO**

***meglio e sicuro SECUTAPE***



**[www.secutape.ch](http://www.secutape.ch)**